


jonas-care®	Produktdatenblatt	top_produktdatenblatt_2024_01 Gültig ab: 24.04.2024
	TOP-Getränkehalter	Gewicht: ca. 4kg Zolltarifnr.: 7323.9910

Anwendung / Ausführung:

TOP-Getränkehalter dienen zur Aufnahme von Gläsern bis 0,3l und ermöglichen durch die einstellbare Höhe, das Trinken in einer normalen aufrechten Position. TOP-Getränkehalter mit einem schweren, stabilen Standfuß ausgestattet, sind tragbare Ausführungen, welche schnell an beliebigen Orten (ohne Befestigung) eingesetzt werden können. Der biegsame Schwanenhals wird zu Einstellung der Trinkposition und auch zum Tragen des TOP-Getränkehalters verwendet.

Komponenten:

	1	Glashalter aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung für Trinkgläser bis 0,3ltr. Inhalt
	2	Schwane Hals (biegsamer Metallschlauch) aus Messing, Länge 30cm, Farbe silber
	3	Standfuß aus Stahl mit blauer Pulverbeschichtung und 3M-Antirutschfläche; Gewicht ca. 3,6kg

TOP-Varianten:

Hinweis: Alle Getränkehalter werden komplett montiert geliefert

20-14	Standfuß blau, Schwane Hals silber, Getränkehalter schwarz
-------	---

Ersatzteile:

Alle Teile der TOP-Getränkehalter sind als Ersatzteile langfristig über die Homepage www.jonas-care.de oder direkt über die Firma jonas-care UG (siehe Anschrift unten) zu beziehen.

Gewährleistung / Wartung:

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate. Eine Wartung der TOP-Getränkehalter ist nicht erforderlich.

Reinigung:

Verwenden Sie zur Reinigung der TOP-Getränkehalter nur ein angefeuchtetes Tuch. Lösungsmittel, Putz- und Scheuermittel, Alkohol (Spiritus) und die **Reinigung in der Spülmaschine sind nicht erlaubt!**

Desinfektion:

Zur professionellen Desinfektion empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit einem mikrobiologischen Universalreiniger, da der Anwender nicht unmittelbar in direktem Kontakt mit dem TOP-Getränkehalter kommt.