


jonas-care®	Produktdatenblatt	flex_produktdatenblatt_2023_01 Gültig ab: 01.07.2023
	FLEX-Getränkehalter	Gewicht: 600 - 900g Zolltarifnr.: 7615.1990

Anwendung / Ausführung:

FLEX-Getränkehalter dienen zur Aufnahme von Gläsern bis 0,3l oder PET-Flaschen bis 0,5l und ermöglichen durch die einstellbare Höhe, das Trinken in einer normalen aufrechten Position. Die Klemmbefestigung eignet sich ideal zur Befestigung an beliebigen Einrichtungsgegenständen. Die FLEX-Getränkehalter besitzen zusätzlich zu dem biegsamen Schwanenhals einen einstellbaren Kugelkopf (Neiger), welcher die universelle Ausrichtung des Getränkehalters ermöglicht. Der einstellbare Glas-/Flaschenhalter ist in der Farbe silber/schwarz ausgeführt.

Komponenten:

	1	Glas-/Flaschenhalter (einstellbar 65...74mm) aus Kunststoff und verchromten Aluminium mit Gummi-Antirutsch-Ummantelung für Trinkgläser bis 0,3ltr. Inhalt und PET-Flaschen bis 0,5ltr. Inhalt
	2	Schwanenhals (biegsamer Metallschlauch) aus Messing, Länge 30cm, 40cm und 50cm, Farbe silber
	3	Kugelkopf (Neiger) aus Aluminium, schwarz eloxiert mit Feststellschraube (Kunststoff)
	4	Klemme aus Aluminium, schwarz eloxiert mit Feststellschraube (Kunststoff)

FLEX-Varianten:

Hinweis: Alle Varianten werden komplett montiert geliefert

31-13	Klemme 0... 26mm , Schwanenhals 30cm (Steifigkeit leicht)
31-15	Klemme 0... 26mm , Schwanenhals 40cm (Steifigkeit mittel)
31-17	Klemme 0... 26mm , Schwanenhals 50cm (Steifigkeit fest)
31-23	Klemme 0... 42mm , Schwanenhals 30cm (Steifigkeit leicht)
31-25	Klemme 0... 42mm , Schwanenhals 40cm (Steifigkeit mittel)
31-27	Klemme 0... 42mm , Schwanenhals 50cm (Steifigkeit fest)

Ersatzteile:

Alle Teile der FLEX-Getränkehalter sind als Ersatzteile langfristig über die Homepage www.jonas-care.de oder direkt über die Firma jonas-care UG (siehe Anschrift unten) zu beziehen.

Gewährleistung / Wartung:

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate. Eine Wartung der FLEX-Getränkehalter ist nicht erforderlich.

Reinigung:

Verwenden Sie zur Reinigung der FLEX-Getränkehalter nur ein angefeuchtetes Tuch. Lösungsmittel, Putz- und Scheuermittel, Alkohol (Spiritus) und die **Reinigung in der Spülmaschine sind nicht erlaubt!**

Desinfektion:

Zur professionellen Desinfektion empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit einem mikrobiologischen Universalreiniger, da der Anwender nicht unmittelbar in direktem Kontakt mit dem FLEX- Getränkehalter kommt.

	Wir empfehlen hierzu:	HygieneProtect Universalreiniger Art.Nr.: 700110 bzw. 7011	
		Vertrieb durch: www.iuvascare.de	
		Das 3-teilige Set HygieneProtect Mikrobiologischer Universalreiniger:	
		1 Liter Reinigungskonzentrat	
		1 leere stabile Dosiersprühflasche 1 L	
		1 Mikrofaser Tuch 32 x 32 cm	