

| | | |
|--------------------|----------------------------|---|
| jonas-care® | Produktdatenblatt | flex_produktdatenblatt_2024_01 Gültig ab: 24.04.2024 |
| | FLEX-Getränkehalter | Gewicht: 600 - 900g Zolltarifnr.: 7615.1990 |

Anwendung / Ausführung:

FLEX-Getränkehalter dienen zur Aufnahme von Gläsern bis 0,3l oder PET-Flaschen bis 0,5l und ermöglichen durch die einstellbare Höhe, das Trinken in einer normalen aufrechten Position. Die Klemmbefestigung eignet sich ideal zur Befestigung an beliebigen Einrichtungsgegenständen. Die FLEX-Getränkehalter besitzen zusätzlich zu dem biegsamen Schwanenhals einen einstellbaren Kugelkopf (Neiger), welcher die universelle Ausrichtung des Getränkehalters ermöglicht. Der einstellbare Glas-/Flaschenhalter ist in der Farbe silber/schwarz ausgeführt.

Komponenten:

| | | |
|---|---|---|
|  | 1 | Glas-/Flaschenhalter (einstellbar 65...74mm) aus Kunststoff und verchromten Aluminium mit Gummi-Antirutsch-Ummantelung für Trinkgläser bis 0,3ltr. Inhalt und PET-Flaschen bis 0,5ltr. Inhalt |
| | 2 | Schwanenhals (biegsamer Metallschlauch) aus Messing, Länge 30cm, 40cm und 50cm, Farbe silber |
| | 3 | Kugelkopf (Neiger) aus Aluminium, schwarz eloxiert mit Feststellschraube (Kunststoff) |
| | 4 | Klemme aus Aluminium, schwarz eloxiert mit Feststellschraube (Kunststoff) |

FLEX-Varianten:

Hinweis: Alle Varianten werden komplett montiert geliefert

| | |
|-------|---|
| 31-13 | Klemme 0... 26mm , Schwanenhals 30cm (Steifigkeit leicht) |
| 31-15 | Klemme 0... 26mm , Schwanenhals 40cm (Steifigkeit mittel) |
| 31-17 | Klemme 0... 26mm , Schwanenhals 50cm (Steifigkeit fest) |
| 31-23 | Klemme 0... 42mm , Schwanenhals 30cm (Steifigkeit leicht) |
| 31-25 | Klemme 0... 42mm , Schwanenhals 40cm (Steifigkeit mittel) |
| 31-27 | Klemme 0... 42mm , Schwanenhals 50cm (Steifigkeit fest) |

Ersatzteile:

Alle Teile der FLEX-Getränkehalter sind als Ersatzteile langfristig über die Homepage www.jonas-care.de oder direkt über die Firma jonas-care UG (siehe Anschrift unten) zu beziehen.

Gewährleistung / Wartung:

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate. Eine Wartung der FLEX-Getränkehalter ist nicht erforderlich.

Reinigung:

Verwenden Sie zur Reinigung der FLEX-Getränkehalter nur ein angefeuchtetes Tuch. Lösungsmittel, Putz- und Scheuermittel, Alkohol (Spiritus) und die **Reinigung in der Spülmaschine sind nicht erlaubt!**

Desinfektion:

Zur professionellen Desinfektion empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit einem mikrobiologischen Universalreiniger, da der Anwender nicht unmittelbar in direktem Kontakt mit dem FLEX- Getränkehalter kommt.