


<b>jonas-care®</b>	<b>Produktdatenblatt</b>	top_produktdatenblatt_2022_01 Gültig ab: 01.01.2022
	<b>TOP-Getränkehalter</b>	Gewicht: ca. 4kg Zolltarifnr.: 7323.9910

### Anwendung / Ausführung:

TOP-Getränkehalter dienen zur Aufnahme von Gläsern bis 0,3l und ermöglichen durch die einstellbare Höhe, das Trinken in einer normalen aufrechten Position. TOP-Getränkehalter mit einem schweren, stabilen Standfuß ausgestattet, sind tragbare Ausführungen, welche schnell an beliebigen Orten (ohne Befestigung) eingesetzt werden können. Der biegsame Schwanenhals wird zu Einstellung der Trinkposition und auch zum Tragen des TOP-Getränkehalters verwendet. Der Glashalter ist in der Farbe silber oder schwarz ausgeführt.

### Komponenten:

	<b>1</b>	<b>Glashalter</b> aus Aluminium natur eloxiert oder mit schwarzer Pulverbeschichtung für Trinkgläser bis 0,3ltr. Inhalt
	<b>2</b>	<b>Schwannenhals</b> (biegsamer Metallschlauch) aus Messing, Länge 30cm, Farbe silber
	<b>3</b>	<b>Standfuß</b> aus Stahl mit blauer Pulverbeschichtung und 3M-Antirutschfläche; Gewicht ca. 3,6kg

### TOP-Varianten:

Hinweis: Alle Varianten werden komplett montiert geliefert

20-14	Standfuß blau, Schwannenhals silber, Getränkehalter <b>schwarz</b>
20-24	Standfuß blau, Schwannenhals silber, Getränkehalter <b>silber</b>

### Ersatzteile:

Alle Teile der TOP-Getränkehalter sind als Ersatzteile langfristig über die Homepage [www.jonas-care.de](http://www.jonas-care.de) oder direkt über die Firma jonas-care UG (siehe Anschrift unten) zu beziehen.

### Gewährleistung / Wartung:

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate. Eine Wartung der TOP-Getränkehalter ist nicht erforderlich.

### Reinigung:

Verwenden Sie zur Reinigung der TOP-Getränkehalter nur ein angefeuchtetes Tuch. Lösungsmittel, Putz- und Scheuermittel, Alkohol (Spiritus) und die **Reinigung in der Spülmaschine sind nicht erlaubt!**

### Desinfektion:

Zur professionellen Desinfektion empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit einem mikrobiologischen Universalreiniger, da der Anwender nicht unmittelbar in direktem Kontakt mit dem TOP-Getränkehalter kommt.

	Wir empfehlen hierzu:	<b>HygieneProtect Universalreiniger Art.Nr.: 700110 bzw. 7011</b>	
		Vertrieb durch: <a href="http://www.wgp-shop.de">www.wgp-shop.de</a> <b>WGP-Produktdesign</b> , Beim Haferhof 5, D-25479 Ellerau <a href="mailto:shop@wgp-produktdesign.de">shop@wgp-produktdesign.de</a> , Tel: 04106 6556789	
		<b>Das 3-teilige Set HygieneProtect Mikrobiologischer Universalreiniger:</b>	
		1 Liter Reinigungskonzentrat	
		1 leere stabile Dosiersprühflasche 1 L	
		1 Mikrofaser Tuch 32 x 32 cm	